

QUIRÓFANOS

QUIROMED

CARROS AUXILIARES



Carro auxiliar (art. 11-90)
2 planos de acero inoxidable
Porta tambores
Ruedas de nylon de 55 mm
Medidas: 600x400x750 mm de altura



Carro auxiliar (art. 11-75)
2 planos de acero inoxidable
2 cajones metálicos con correderas
Cesto de residuos y soportes para frascos
Ruedas de nylon de 55 mm
Medidas: 600x400x705 mm de altura



Carro auxiliar (art. 11-85)
1 plano de acero inoxidable
Ruedas de 125 mm con freno
Medidas: 400x400x750 mm de altura



Carro para transporte de elementos quirúrgicos (art. 9-70)
2 niveles de carga. Planos de varillas.
Ruedas de 125 mm con freno
Medidas: 600x800x900 mm de altura