

# QUIRÓFANOS

## QUIROMED

### PILETAS LAVAMANOS



**Pileta Lavamanos de 1 puesto (art. 9-75)**

**Pileta Lavamanos de 2 puestos (art. 9-80)**

**Pileta Lavamanos de 3 puestos (art. 9-85)**

Construída en acero inoxidable AISI 304.

Grifería automática con sensor de manos.

Construcción interna con bordes y esquinas sanitarias.

**QUIRO MED**®

CALIDAD  
ARGENTINA  
QUALITY